


DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR MICROORGANISMOS
Método sencillo y rápido
Permite determinar en minutos la contaminación microbiana

Tecnología que mide por luminiscencia la cantidad de ATP (indicador biológico) que hay en una muestra



Control Global de Contaminación:

- Control de materias primas
- Control de producto intermedio
- Control de aguas de proceso
- Control de aguas residuales
- Control de instalaciones
- Control de producto acabado

Ver equipo y accesorios disponibles en Lumaquin, s.a.

*Si desea recibir más información puede contactar con nosotros en www.lumaquin.com,
correo electrónico lumaquin@lumaquin.com o en el teléfono 902 106 527*